

PROTOCOLO DE REGENERACIÓN CUÁNTICA OCULAR Y NEURO-VISUAL

Sistema de Frecuencias Sagradas & Hemi-Sync (APK Broken Matrix v2.0)

I. FUNDAMENTO BIOLÓGICO Y NEURAL

Este protocolo está diseñado para establecer una línea de coherencia entre la reparación física de los tejidos oculares (a nivel celular y genético) y la central de procesamiento neurológico superior (glándula pineal y centros del tercer ojo).

II. LISTA MAESTRA DE FRECUENCIAS DE APLICACIÓN

- **Regeneración Física y Celular:**
 - **285 Hz (Solfeggio):** Regeneración celular, restauración de tejidos y reestructuración de estructuras corporales dañadas.
 - **528 Hz (Solfeggio):** Reparación de ADN, frecuencia milagrosa de transformación y armonía celular profunda.
 - **345 Hz (Nombre 5 - Mahash):** Biología y salud; acelera la autosanación y modula la respuesta inmunitaria.
 - **2 Hz (Ondas Delta):** Sanación profunda, regeneración celular y descanso biológico máximo.
- **Activación Perceptual y Neuronal (Ocular / Pineal):**
 - **425 Hz (Nombre 8 - Kahat):** Neutralización de la radiación emocional y el estrés agudo que impactan en el sistema nervioso.
 - **693 Hz (Espirituales):** Activación directa del tercer ojo y clarividencia.
 - **1074 Hz (Espirituales):** Descalcificación y estimulación de la glándula pineal como portal dimensional.
 - **852 Hz Hemi-Sync (Beat de 6.5 Hz):** Sincronización alfa-theta para potenciar la visión interior y la intuición profunda.

III. PROTOCOLO PASO A PASO DE EJECUCIÓN

- **Fase 1: Descompresión y Calibración Biológica (Duración: 5 minutos)**
 - *Frecuencia:* **345 Hz (Nombre 5 - Mahash).**
 - *Acción:* Modula la respuesta biológica de autosanación en los tejidos y reduce la inflamación del sistema nervioso central.
- **Fase 2: Reparación Estructural y Genética (Duración: 20 minutos total)**
 - *Frecuencia A:* **285 Hz** (10 minutos) -> Estimula la restauración física de los tejidos oculares.

- *Frecuencia B: 528 Hz* (10 minutos) -> Incide directamente sobre la estabilidad genética y la reparación del ADN celular.
- **Fase 3: Activación de Centros de Mando Visual y Pineal (Duración: 10 minutos)**
 - *Frecuencia A: 425 Hz (Nombre 8 - Kahat)* (5 minutos) -> Limpia el entorno vibracional y el estrés del sistema.
 - *Frecuencia B: 693 Hz y 1074 Hz* (5 minutos) -> Alinean la decodificación neurológica de la visión con la glándula pineal.
- **Fase 4: Sintonización de Coherencia Hemi-Sync (Duración: 15 minutos)**
 - *Preset: 852 Hz* con un beat binaural de **6.5 Hz** (Estado Theta).
 - *Acción:* Sella el proceso conectando la biología restaurada con la red de percepción superior, utilizando obligatoriamente auriculares estéreo.